

DÍLENSKÁ lékárnička

Doba použitelnosti : vyznačena na jednotlivých komponentech lékárničky a lze je vyměňovat samostatně !

Obsah a návod k použití

desinfekční polštářek 0,2% chlorhexidin	5 ks	k desinfekci
desinfekční polštářek 70% alkohol	5 ks	k desinfekci
set náplastí	1 ks	k ošetření drob. poranění
náplast hladká 2,5 cm x 2 m	1 ks	k ošetření drob. poranění
obinadlo škrticí pryžové	1 ks	k zastavení krvácení
šátek trojčipý	1 ks	k znehybnění končetin
rukavice latexové chirurgické	1 ks	ochrana proti infekci
rouška resuscitační	1 ks	k dýchání z úst do úst
rouška PVC 200x200 mm	1 ks	k izolaci
kompressterilní 7,5x7,5 á 5 ks	1 ks	ke krytí ran a popálenin
obvaz hotový sterilní č. 4	2 ks	ke krytí ran a popálenin
kompres sterilní 10x10 cm á 2 ks	2 ks	ke krytí ran a popálenin
obvaz hydrofilní sterilní 6 x 5 cm	1 ks	ke krytí ran a popálenin
obvaz hydrofilní sterilní 10 x 5 cm	5 ks	ke krytí ran a popálenin
vata obvazová skládaná 50 gr	1 ks	ke krytí ran a popálenin
teploměr lékařský v pouzdře	1 ks	k měření teploty
špendlík zavírací	2 ks	k upevnění obvazu, šátku
nůžky	1 ks	ke stříhání



Výrobce :

AGBA, v.o.s. Vesecko 488, 511 01 Turnov
tel./fax: +420 481 323 449, IČO : 00529036

Baleno dne :