

NÁSTĚNNÁ lékárnička

Doba použitelnosti : vyznačena na jednotlivých komponentech lékárničky a lze je vyměňovat samostatně !

Obsah a návod k použití

obvaz hotový sterilní č. 4	6 ks	ke krytí ran a popálenin
kompres na popáleniny 400x600 mm	2 ks	ke krytí ran a popálenin
kompres na popáleniny 600x800 mm	2 ks	ke krytí ran a popálenin
kompres sterilní 10x10 cm á 2 ks	2 ks	ke krytí ran a popálenin
šátek trojčipý	2 ks	k fixování, znehybnění končetin
kompres sterilní 7,5x7,5 cm á 5 ks	4 ks	ke krytí ran
náplast 2,5 cm x 5 m	2 ks	k ošetření drobných poranění
obinadlo elastické 6 cm x 4 m	2 ks	k fixování
obinadlo elastické 10 cm x 4 m	2 ks	k fixování
náplast s polštářkem 8x4 cm á 10 ks	2 ks	k ošetření drobných poranění
set náplastí á 14 ks	1 ks	k ošetření drobných poranění
rouška resuscitační	2 ks	k dýchání z úst do úst
obinadlo škrtící pryžové 60x1250 mm	1 ks	k zastavení krvácení
rukavice latexové chirurgické	2 ks	proti infekci
nůžky zdravotnické	1 ks	k stříhání
izotermická fólie 2000 x 1400 mm	1 ks	k udržení tělesné teploty
pinzeta	1 ks	
teploměr lékařský digitální	1 ks	k měření tělesné teploty
desinfekční polštářek 70% alkohol	10 ks	k desinfekci
příručka první pomoci	1 ks	informace první pomoci



Výrobce :

AGBA, v.o.s. Vesecko 488, 511 01 Turnov
tel./fax: +420 481 323 449, IČO : 00529036

Baleno dne :